



# GIMA

PRODUSE MEDICALE PROFESIONALE

## TARGA AUTOMATĂ CU RIDARE AUTOMATĂ

**BRANCARD À LEVAGE AUTOMATIQUE KRANKENBETT MIT  
AUTOMATISCHER HEBEVORRICHTUNG CAMILLA DE  
ELEVACIÓN AUTOMÁTICA  
HAMAC TIJĂ DE ELEVARE AUTOMATĂ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ  
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ**

نقالة مرضى بهيأة رفع أوتوماتيكية

Trebuie să raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care sunteți stabilit orice incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi.

Toate accidentele grave privind dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră social.

Este necesar să se semnaleze orice accident grav care are loc și se află pe dispozitivul medical care a fost instalat de producător și de autoritatea competentă a membrului în cauză în situația socială.

Vezi Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Manufacturer und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Este necesar să informați producătorul și autoritatea competentă din țara mea de la locul oricărui accident grav care a avut loc în legătură cu produsul medical pe care l-am administrat.

Este necesar să anunțăm producătorul și autoritățile competente ale statului că acesta este condus de orice accident grav survenit în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευασία και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο οισίτι βρίσκεστε.

يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير الجهد الطبي السلطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة

العضو التي يقع فيها

REF

TD01013A(GIMA 34055)



Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd  
No.999 Hongqi Road, Changyinsha Modern Agricultural  
Demonstration Area, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623,  
China Made in China

EC REP

SUNGO Europe BV  
Bulevardul Fascinatio 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle  
aan den IJssel, Olanda

Imported from / Imported by / Importé par / Importiert von Importado  
por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق: **Gima SpA**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italia  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Parametrii tehnici

- Dimensiunea produsului: (L x l x H)
  - Poziție înaltă 193 x 60 x 88 cm
  - Poziție joasă 190 x 60 x 21 cm
- Unghiul maxim al spatelui 60°
- Dimensiune cutie 1buc 195 x 61 x 26 cm
- NW 40kg, GW 45kg
- Încărcare 159 kg

## II. Cum se utilizează

- Suprafața targii este realizată din saltea moale din burete, ceea ce face ca pacientul să se simtă confortabil. Un personal medical poate împinge căruciorul pe ambulanță sau poate trimite în secție.
- Când aveți nevoie de o poziție joasă, trageți mânerul de siguranță și apoi apăsați-l, înălțimea targii va coborî automat.
- Când a sosit destinația, trăgând mânerul de siguranță, picioarele targii se vor desface automat.
- Există dispozitivul de blocare elastic de retur pe ambele părți ale targii și părțile picioarelor. Închideți strâns când vă ridicați pentru siguranța pacientului, întoarceți-l pentru a ieși pacienții.
- Apăsând butonul de sub targă, partea capului va fi ridicată sau coborâtă.

## III. Aplicat pentru

Aprobat de practica clinică, acest articol este potrivit pentru ambulanță, sala de sport din câmpul de luptă din spital etc. a transporta răniți & pacienții. Poate fi folosit și în operațiuni generale.

## IV. Depozite









- Când transportați pacienți cu această targă, asigurați-vă că blocați bine dispozitivul de blocare a aripilor și fixați centura de siguranță pentru siguranță.
- În operarea generală, aveți grijă să nu rupeți suprafața targii.

## Consultați întreținere

- Păstrați curatenie ca de rutină (inclusiv sterilizare).
- Verificați adesea dacă vreo piesă este slăbită sau nu.

## TU. Depozitare și transport

- Depozitați acest produs într-un loc rezistent la umezeală și non-coroziune.
- Vehiculul de transport comun poate transporta acest produs.
- Cu susul în jos este interzis în timpul transportului și depozitării. Stivuiți mărfurile conform instrucțiunilor tipărite pe pachet.

	Cod produs		Producător		Consultați instrucțiunile de utilizare
	Numărul lotului		Dispozitiv medical complet cu Regulamentul (UE) 2017/745		Data fabricației
	Păstrați la rece, loc uscat		Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismente).		Reprezentant autorizat în comunitatea europeană
	Țineți departe de lumina soarelui		Dispozitiv medical		

## TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard B2B Gima de 12 luni.