

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea cântarului electronic smart Techstar®! Acest cântar modern și elegant este dotat cu un display digital clar și conectivitate wireless, permițându-vă să monitorizați greutatea și alte date de sănătate în timp real. Cântarul este ideal pentru uz casnic și se conectează la smartphone-ul dumneavoastră pentru un control și o gestionare simplă a datelor.

1. Caracteristicile Produsului

- Display digital: Afișaj clar și ușor de citit, cu iluminare pentru vizibilitate optimă
 - Conectivitate wireless: Permite sincronizarea cu aplicația mobilă compatibilă pentru monitorizarea datelor
 - Design elegant: Carcasă neagră, modernă și durabilă, ideală pentru orice spațiu
 - Capacitate maximă: Până la 180 kg (consultați specificațiile pentru modelul exact)
-

2. Conținutul Pachetului

- Cântar electronic smart Techstar®
 - Baterii (consultați ambalajul pentru tipul și numărul de baterii incluse)
 - Manual de utilizare
-

3. Instalarea și Conectarea la Aplicație

Instalarea Bateriilor

1. Deschideți capacul compartimentului de baterii situat pe partea inferioară a cântarului.
2. Introduceți bateriile, respectând polaritatea indicată (+/-).
3. Închideți capacul și asigurați-vă că este fixat corect.

Conectarea la Aplicația Mobilă

1. Descărcați aplicația recomandată pentru cântar (consultați eticheta produsului sau ambalajul pentru denumirea aplicației compatibile).
 2. Activați Bluetooth pe smartphone.
 3. Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a adăuga cântarul ca dispozitiv nou.
 4. Odată conectat, cântarul va transmite datele către aplicație automat la fiecare măsurare.
-

4. Utilizarea Cântarului

1. Poziționare: Așezați cântarul pe o suprafață plană și dură pentru rezultate precise.
 2. Pornire: Cântarul se va activa automat la apăsarea ușoară a suprafeței. Așteptați câteva secunde pentru calibrare.
 3. Măsurare:
 - Urcați-vă pe cântar cu ambele picioare și stați nemișcat.
 - Greutatea va fi afișată pe ecranul digital și transmisă către aplicație (dacă este conectată).
 4. Opre: Cântarul se va opri automat după câteva secunde de inactivitate.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic suprafața cântarului cu o cârpă moale și uscată.
 - Nu expuneți cântarul la apă sau umiditate excesivă.
 - Nu suprasolicitați cântarul (nu depășiți greutatea maximă admisă).
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Capacitate maximă	180 kg
Alimentare	Baterii AAA (consultați ambalajul)
Conectivitate	Wireless (Bluetooth)
Display	Digital, cu iluminare
Dimensiuni	Consultați ambalajul

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Cântarul nu afișează datele pe aplicație. Ce pot face?
 - Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat și că dispozitivul este conectat corect în aplicație. Reporniți aplicația dacă problema persistă.
 - Cum știu când trebuie înlocuite bateriile?
 - Când nivelul bateriei este scăzut, pe ecran va apărea o notificare de avertizare.
-

Vă dorim o utilizare plăcută și monitorizare eficientă a sănătății cu cântarul Techstar®!