

Epilator IPL, Techstar® VHR102, Xenon Quartz, 5 Nivele Putere, Mod Manual/Automat, Alb

Terapia cu Lumina Intens Pulsata (IPL) este ultima procedura folosita in epilare definitiva care se dovedeste a fi mai eficienta decat metodele folosite in trecut. Studiile realizate pe pacientii epilati cu IPL au aratat o rata foarte buna de succes cu mult mai putine efecte adverse.

Mod de utilizare:

Inainte de a incepe tratamentul pe picioare. Poti rade parul cu aparatul de ras sau il poti indeparta cu ceara sau folosind un epilator. Mai tarziu, cand cresterea firelor de par este inhibata, nu va mai fi necesar sa faci acest lucru.

1. Alege cea mai buna setare pentru nuanta pielii tale. Incepe cu cea mai mica intensitate.
2. Pozitioneaza aparatul pe piele la un unghi de 90 de grade.
3. Cand se aprinde ledul „pregatit pentru pulsatii”, apasa butonul pentru pulsatii.
4. Gliseaza lent aparatul pe suprafata pielii si aplica pulsatiile.
5. Incearca sa aplici cate o pulsatie pe fiecare zona de piele. Aplica regula: un loc = o pulsatie. (Nu folositi de mai multe ori intr-un singur loc)

Tehnologia IPL, este eficienta pe parul natural (blond inchis, saten, negru) si pe diferite tonuri de piele (de la piele foarte alba la cea de culoare cafeniu inchis).

Prezinta doua tipuri de lumina de functionare:

- **Lumina automata** ce se utilizeaza pe zonele mari cum ar fi pe picioare si maini. Aceasta lumina pulseaza in mod repetitiv, automat, fara a apasa pe buton constant.
- **Lumina manuala** ce se utilizeaza pe zonele mici cum ar fi pe zona axilei. Aceasta lumina pulseaza numai la apasarea pe buton.

Nuante de par compatibile



Detalii produs:

- Epilator profesional IPL pentru epilare sigura, nedureroasa si definitiva;
- 8 niveluri de intensitate a pulsului;
- Ecran cu indicator LED;
- Timp de utilizare sugerat: 8-10 saptamani;
- Rezultate evidente dupa 2 luni;
- Piele neteda;
- Potrivit pentru femei si barbati;
- Sigur si eficient pentru toate tipurile de piele;
- Potrivit pentru picioare, fata, piept, spate, inghinal

Potrivit unui studiu publicat de Springer London, epilarea definitivă nu prezintă niciun risc de apariție a cancerului de piele. Delicată cu pielea sensibilă, tehnologia poate fi folosită cu încredere pentru îndepărtarea părului din zonele aflate sub linia gâtului, cum ar fi picioarele, zona axială, zona inghinală, brațele sau abdomenul. Pe parcursul unei

singure ședințe, poți folosi aparatul pe o arie extinsă a corpului, având garanția unui nivel constant de eficiență. Odată distruse, în urma ședințelor efectuate periodic și la intervale de timp bine stabilite, firele de păr nu vor reapărea.

ATENȚIE! A nu e folosi in zona ochilor, a ranilor si cicatricilor. A nu se folosi pe animale!!!