

Manual de utilizare pentru Dispozitivul Electric pentru Curățarea Tartrului și Plăcii Bacteriene

Descrierea produsului:

Dispozitivul electric pentru curățarea tartrului și plăcii bacteriene este un instrument eficient destinat igienei orale, conceput pentru a îndepărta depunerile de tartru și placa bacteriană de pe dinți. Acesta contribuie la menținerea sănătății orale și la prevenirea problemelor dentare.

Caracteristici principale:

- **Tehnologie avansată:** Utilizează vibrații pentru a îndepărta eficient tartrul și placa bacteriană.
 - **Design ergonomic:** Ușor de utilizat și manevrat.
 - **Accesorii interschimbabile:** Include diverse capete pentru diferite tipuri de curățare.
 - **Portabilitate:** Ideal pentru utilizare acasă sau în deplasare.
-

Conținutul pachetului:

1. Dispozitiv electric pentru curățarea tartrului
 2. Capete interschimbabile (diferite dimensiuni)
 3. Cablu de încărcare (dacă este necesar)
 4. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea dispozitivului

- **Încărcare:** Conectați dispozitivul la o sursă de alimentare folosind cablul inclus și lăsați-l să se încarce complet înainte de utilizare (dacă este un model reîncărcabil).
- **Asamblare:** Alegeți capul adecvat și asigurați-l pe dispozitiv conform instrucțiunilor.

2. Utilizarea dispozitivului

- **Curățarea dinților:**
 - Porniți dispozitivul apăsând butonul de alimentare.
 - Plasați capul dispozitivului pe dinți, în zona afectată de tartru sau placă bacteriană.
 - Utilizați mișcări ușoare și controlate pentru a curăța suprafața dinților. Este recomandat să nu aplicați prea multă presiune.
- **Timp de utilizare:** Recomandat să nu folosiți dispozitivul mai mult de 2-3 minute pe fiecare zonă pentru a evita iritația gingiilor.

3. Îngrijirea post-utilizare

- **Curățare:** După utilizare, curățați capul dispozitivului cu apă și săpun, asigurându-vă că este igienic pentru utilizările viitoare.
 - **Depozitare:** Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și ferit de umiditate.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- **Utilizare regulată:** Utilizați dispozitivul conform recomandărilor pentru a obține cele mai bune rezultate.
 - **Schimbarea capetelor:** Înlocuiți capetele uzate pentru a menține eficiența aparatului.
 - **Verificarea bateriei:** Dacă este un model reîncărcabil, asigurați-vă că bateria este încărcată înainte de utilizare.
-

Depanare:

1. **Dispozitivul nu pornește:**
 - Verificați dacă bateria este complet încărcată sau dacă aparatul este conectat corect la sursa de alimentare.
2. **Funcționare ineficientă:**
 - Asigurați-vă că capul de curățare este curat și nu este blocat.
 - Verificați dacă aveți capul corect pentru tipul de curățare dorit.
3. **Iritarea gingiilor:**
 - Reduceți presiunea aplicată și timpul de utilizare pe fiecare zonă.
 - Dacă iritația persistă, întrerupeți utilizarea și consultați un specialist în sănătatea orală.