

Manual de utilizare pentru Aparatul de Îndepărtare Puncte Negre Techstar® (VBR06 și VBR01)

Descrierea produsului:

Aparatele de îndepărtare a punctelor negre Techstar® sunt dispozitive concepute pentru curățarea tenului prin eliminarea impurităților și a excesului de sebum. Aceste aparate sunt ideale pentru îmbunătățirea aspectului pielii și prevenirea apariției acneei.

Produse incluse:

1. Aparat îndepărtare puncte negre Techstar® VBR06 (argintiu și auriu)
 2. Aparat vacuum pressure cleaner Techstar® VBR01 (alb)
-

Caracteristici principale:

- **VBR06 (Argintiu și Auriu):**
 - Tehnologie de aspirație eficientă pentru îndepărtarea punctelor negre.
 - Ușor de utilizat, cu diferite capete pentru diverse tipuri de impurități.
 - Design ergonomic pentru confort în utilizare.
 - **VBR01 (Alb):**
 - Tehnologie de vacuum care ajută la curățarea porilor și la reducerea acneei.
 - Funcție de încălzire pentru a deschide porii și a facilita curățarea.
 - Capete interschimbabile pentru o versatilitate maximă.
-

Conținutul pachetului:

1. Aparat de îndepărtare a punctelor negre Techstar® VBR06 sau VBR01
 2. Capete interschimbabile (diferite dimensiuni)
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea aparatului

- **Încărcare:** Conectați aparatului la o sursă de alimentare folosind cablul USB inclus. Lăsați-l să se încarce complet înainte de utilizare.
- **Capete:** Alegeți capul potrivit pentru tipul de impuritate pe care doriți să-l îndepărtați.

2. Curățarea feței

- **Curățare prealabilă:** Spălați fața cu un cleanser delicat pentru a îndepărta machiajul și murdăria.
- **Deschiderea porilor:** Puteți folosi o compresă caldă sau să faceți o baie de aburi pentru a deschide porii.

3. Utilizarea aparatului

- **Pornire:** Apăsăți butonul de pornire pentru a activa aparatul.
- **Aplicare:** Plasați capul aparatului pe zona afectată (ex: nas, frunte, bărbie) și glisați-l ușor pentru a evita iritarea pielii.
- **Timp de utilizare:** Nu folosiți aparatul pe aceeași zonă mai mult de 2-3 secunde pentru a preveni vânătăile sau iritațiile.

4. Îngrijirea post-procedură

- **Curățare:** După utilizare, curățați fața cu un toner pentru a închide porii.
 - **Îngrijire:** Aplicați o cremă hidratantă pentru a calma pielea după tratament.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- **Curățați** capetele aparatului după fiecare utilizare cu apă și săpun pentru a preveni contaminarea.
 - **Depozitați** aparatul într-un loc uscat și ferit de praf.
 - **Utilizați** aparatul o dată pe săptămână pentru a obține cele mai bune rezultate.
-

Depanare:

1. Aparatul nu pornește:

- Verificați dacă bateria este complet încărcată.
 - Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine fixate.
- 2. Aspirație ineficientă:**
- Verificați dacă capul aparatului este curat și că nu este blocat.
 - Asigurați-vă că porii sunt deschiși înainte de utilizare.
- 3. Iritare a pielii:**
- Reduceți timpul de utilizare pe fiecare zonă.
 - Întrerupeți utilizarea dacă iritația persistă și consultați un specialist.

Notă: Aparatul de îndepărtare a punctelor negre Techstar® este un instrument eficient pentru îmbunătățirea sănătății pielii. Utilizați-l conform instrucțiunilor pentru a maximiza beneficiile și a menține pielea sănătoasă și curată.