

Dispozitiv Techstar® VMF102, Roz, Tehnologie 4in1 EMS, Microcurent, Foton, RF si Vibratii, Terapie si Rejuvenare Piele, Anti-rid

EMS (Stimulare Musculara Electrica) EMS este utilizat pentru a activa celula pielii, stimuland intinerirea collagenului, pentru a imbunatati elasticitatea pielii, a inmuia ridurile si a lasa pielea sa para neteda si sanatoasa. **Folosirea regulata a acestui dispozitiv, va permite sa va bucurati de multiplele efecte benefice, precum:**

- Anti-aging (anti-imbatranire)
- Piele neteda
- Reducerea ridurilor
- Indepartarea acneei
- Albirea pielii
- Curatare profunda
- Masaj facial
- Regenerarea pielii
- Hidratarea pielii
- Activarea collagenului

Mezoperatie functioneaza prin deranjarea suprafetei pielii, determinand deschiderea temporara a celulelor perturbate pentru a crea mici canale de umiditate sau mezopori, care asigura transportul agentilor moleculari in piele.

Electroporarea ofera un mijloc de a transporta collagenul si acidul hialuronic mai adanc in piele. Electroporarea ofera mijloacele pentru a obtine rezultate mai mari cu produsele de ingrijire a pielii fara a fi nevoie de ace sau tratamente dureroase pentru piele.

Energia prin radiofrecventa (RF) foloseste rezistenta naturala a tesutului in diferitele straturi ale pielii pentru a transforma energia RF aplicata pe piele in energie termica, permitand contractia crescuta a collagenului si producerea de collagen nou.

Dioda Emitatoare de Lumina (LED) Energia Luminoasa functioneaza prin trimiterea pachetelor de lumina producatoare de energie in straturile mai adanci ale pielii. Tratamentele cu LED pot reduce la minimum liniile fine si ridurile, acneea care provoaca bacterii, pot trata daunele provocate de soare si pot imbunatati aspectul general al pielii.

Lumina Roz

- **Pentru albirea pielii, potrivita pentru pielea intunecata**
- Lungimea de unda a luminii roz - 400 nm $\pm$ 10 nm:

Lumina Rosie

- **Pentru imbunatatirea elasticitatii pielii si pentru restabilirea stralucirii acesteia**
- Lungimea de unda a luminii rosii - 650 $\pm$ 10 nm:

Lumina Galbena

- **Calmeaza pielea si previne alergiile**
- Lungime de unda a luminii galbene - 550nm $\pm$ 10 nm:

Lumina Verde

- **Activeaza productia de melanina**
- Lungimea de unda a luminii verzi - 500nm $\pm$ 10 nm:

Lumina Albastra

- **Efect antiinflamator, previne acneea, echilibreaza excesul de grasime din piele.**
- Lungimea de unda a luminii albastre - 450 nm $\pm$ 10 nm:

Curatare profunda si hidratarea completa, reduce aspectul ridurilor cat si a depunerilor de grasime pentru pielea ta.

Ultrasunetele au doua functii principale:

Acestea pot schimba capacitatea si miscarea fiecarei celule cu o functie precisa de masaj. Poate stimula si ajusta citomembrana si cresterea permeabilitatea epidermei. Efectul acesteia asupra pielii pot creste temperature cu 0.5-1 C, favorizand hidratarea pielii si intarirea cursei regenerative a tesutului.

Ultrasunetele de asemenea ajuta la descompunerea deseurilor din jurul grasimilor si larepararea vaselor limfatice si capilare cu pierderea in greutate.

ATENTIE: Din motive de protectie a sanatatii clientilor si din motive de igiena, returnarea produselor ce fac parte din categorii ce servesc la igiena consumatorului, nu pot fi returnate daca acestea au fost desigilate, folosite sau doar testate. Ne limitam dreptul de a refuza returul produselor de igiena daca la verificarea acestora se constata una din cele trei actiuni mentionate