

Manual de utilizare SKU1816

Periuța de dinți Techstar® VTC202 are cinci moduri de operare pentru a satisface diferite nevoi de curățare orală:

1. **Curățare** - pentru o curățare zilnică eficientă
2. **Îngrijire gingivală** - pentru masajul delicat al gingiilor
3. **Albire** - pentru îndepărtarea petelor și albirea dinților
4. **Polisare** - pentru lustruirea dinților
5. **Sensibil** - pentru dinți și gingii sensibile

Instructiuni de Utilizare

Înainte de Prima Utilizare

1. Scoateți periuta de dinți și accesoriile din pachet.
2. Conectați dock-ul de încărcare la o sursă de alimentare utilizând cablul USB inclus.
3. Așezați periuta de dinți în dock pentru a se încărca complet. Procesul de încărcare poate dura până la 4 ore. Indicatorul de încărcare va lumina atunci când bateria este complet încărcată.

Asamblarea Periuței

1. Atașați capul periutei la corpul periutei de dinți prin alinierea acestora și apăsând ușor până când capul se fixează pe poziție.

Utilizarea Periuței

1. Udați periuta și aplicați o cantitate mică de pastă de dinți pe capul periutei.
2. Porniți periuta de dinți apăsând butonul de alimentare.
3. Selectați modul de operare dorit apăsând butonul de moduri.
4. Mișcați periuta lent de-a lungul dinților și gingiilor, permițând periutei să efectueze mișcările de curățare.
5. Periați timp de două minute, conform recomandărilor dentare. Periuța va emite un semnal sonor pentru a indica timpul de periaj recomandat.
6. După periere, opriți periuta apăsând din nou butonul de alimentare.
7. Clătiți capul periutei și corpul sub jet de apă. Lăsați periuta să se usuce natural.

Încărcarea Periuței

1. Plasați periuta de dinți în dock-ul de încărcare atunci când nivelul bateriei este scăzut (indicatorul de baterie va clipi).
2. Lăsați periuta să se încarce complet înainte de următoarea utilizare. O încărcare completă durează aproximativ 4 ore.

Întreținere și Curățare

- **Capul periutei:** Înlocuiți capul periutei la fiecare 3 luni sau atunci când periile devin uzate.
- **Corp și Dock:** Ștergeți corpul periutei și dock-ul de încărcare cu o cârpă moale și umedă. Nu utilizați detergenți agresivi sau substanțe chimice.