

RO



APARAT MASAJ PICIOARE UV

MANUAL DE UTILIZARE



Acest produs îndeplinește standardele
Europene de conformitate.

Fabricat la comandă
Suport Ortopedic SRL
ajutor@suporto.ro
+40757246463

Importator: Suport Ortopedic SRL

Cuprins

Îți mulțumim.....	3
Prezentarea aparatului	3
Importanța citirii instrucțiunilor.....	4
Conținut pachet	4
Consultă medicul înainte de a utiliza	5
Reguli și măsuri de siguranță.....	5
Măsuri generale.....	5
Măsuri în privința riscului de electrocutare.....	6
Instrucțiuni în privința riscului de incendiu	6
Descriere produs și componente.....	7
Utilizarea corectă a aparatului	7
Instalare	7
Instrucțiuni Operare.....	8
Întreținere și depozitare	9
Gestionarea Erorilor.....	10
Specificații tehnice.....	11
Termeni de garanție.....	12
Reciclare.....	12
Certificare produs.....	12

Îți mulțumim că ai cumpărat acest produs!
Prețuim încrederea acordată Suporto.

Relaxează-te și îmbunătățește-ți
sănătatea cu acest produs inteligent!

“Ai grijă de corpul tău,
e singurul loc în care trăiești.”

Jim Rohn

Prezentarea aparatului

Scopul acestui produs este să îți ofere o experiență de masaj relaxantă și terapeutică pentru tălpi și picioare, integrând tehnici avansate de reflexologie.

Beneficiile includ relaxarea profundă a mușchilor și reducerea tensiunii acumulate, îmbunătățirea circulației sanguine la nivelul picioarelor, îmbunătățirea funcționalității sistemului imunitar pentru prevenirea bolilor, menținerea sănătății și bunăstării fizice. Sterilizarea cu UV ajută la eliminarea bacteriilor și microbilor pentru igienă sporită, iar încălzirea adaugă o senzație reconfortantă și revigorantă în timpul utilizării.

Acest aparat este conceput pentru a aduce masajul, relaxarea și revitalizarea direct în confortul casei tale.

Importanța citirii instrucțiunilor

Timpul alocat citirii acestor instrucțiuni e o investiție în siguranța și starea ta de bine.

Aparatul de masaj pentru picioare este un produs electric! Citește cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare!


Nerespectarea următoarelor indicații poate duce la daune materiale și vătămări corporale. Păstrează instrucțiunile de utilizare și prezintă-le și altor utilizatori. Înmânează acest manual odată cu înstrăinarea aparatului.

Pentru instrucțiunile în varianta online, accesează acest link sau scanează codul QR:




<https://www.suporto.ro/blog/instructiuni/masaj-picioare>


Conținut pachet



1 x Aparat masaj
picioare



1 x Instrucțiuni
de utilizare



1 x Adaptor cu cablu
de alimentare

Consultă medicul înainte de a utiliza

Consultă medicul înainte de a utiliza în următoarele situații:

1. Persoane cu afecțiuni cronice ale picioarelor, care au suferit recent o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului, răni deschise, inflamații, traumatisme, arsuri la nivelul picioarelor etc.
2. Persoane cu afecțiuni de diabet.
3. Persoane cu dureri a căror cauză este necunoscută.
4. Persoane cu afecțiuni psihiatrice.
5. Persoane cu stimulatori cardiace sau organe artificiale implantate.
6. Persoane cu disfuncție cardiacă, tumori sau hipertensiune.
7. Persoane cu hemoragie cerebrală și tromboză.
8. Persoane cu boli hemoragice, septicemie, febră etc.
9. Femei în timpul menstruației sau pe perioada sarcinii.
10. Persoane cu osteoporoză avansată sau fracturi la nivelul coloanei vertebrale.
11. Persoane cu intoleranță la căldură.

Te rugăm să consulți medicul și în alte situații dacă nu ești sigur/-ă că aparatul este potrivit pentru tine!

Pentru copii și persoane cu dizabilități utilizarea este permisă sub supravegherea unui adult!

Dacă simți durere sau disconfort (amețeli, dureri de cap etc.) în timpul sesiunii, încetează să utilizezi aparatul și adresează-te medicului!

Reguli și măsuri de siguranță

Măsuri generale

1. Aparatul trebuie decuplat și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.
2. Nu lăsa aparatul nesupravegheat atunci când există copii în apropiere.
3. Acest aparat NU este o jucărie. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat de către, sau în apropierea copiilor sau a persoanelor cu dizabilități. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Pentru a evita stimularea excesivă a mușchilor și a nervilor, durata recomandată a masajului nu trebuie să depășească 30 de minute pe sesiune. Alocă un timp de așteptare între sesiuni.
5. Utilizează aparatul doar la temperaturi ale mediului ambiental de 0-40°C.
6. Aparatul nu e destinat pentru uz comercial, ci doar pentru uz individual.
7. Nu pune presiune pe zona superioară a aparatului sau pe butoane.
8. A nu se lăsa materialele de ambalaj la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.
9. A se utiliza doar în spații închise.
10. A nu se utiliza pe animale.

11. A nu se utiliza pentru alte scopuri decât pentru masajul picioarelor.
12. Nu sta în picioare în timp ce ești cu picioarele în aparat pentru a nu deteriora aparatul și a nu provoca pericole.
13. Amplasează cablul într-o zonă unde nu există pericolul de împiedicare.
14. Trage atent de fermoar atunci când scoți husa detașabilă, pentru a evita deteriorarea acesteia.
15. Nu depozita produsul în lumina directă a soarelui, pentru a evita decolorarea în timp.
16. Nu te așeza și nu depozita obiecte grele pe aparat.

Măsuri în privința riscului de electrocutare

Aparatul prezintă o izolație foarte bună împotriva riscului de electrocutare. Însă fiind un aparat electric, se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare, respectând regulile și măsurile necesare:

1. Nu utiliza în următoarele situații:
 - 1.1. La o tensiune de rețea diferită de cea menționată pe aparat.
 - 1.2. Dacă aparatul sau accesoriile acestuia prezintă defecte sesizabile (miros de ars, fir rupt sau deteriorat, defecte fizice etc).
 - 1.3. În timpul furtunilor.
 - 1.4. În prezența surselor de umiditate crescută (baie, sauna).
 - 1.5. Dacă a pătruns apă în interiorul aparatului, pe cablu, ștecher sau oriunde în interiorul produsului.
2. În cazul în care sesizezi o defecțiune de funcționare, oprește imediat aparatul și scoate-l din priză.
3. Nu trage cablul electric sau aparatul pentru a scoate ștecherul din priză.
4. Păstrează distanța între cabluri și suprafețele calde.
5. Manipulează aparatul doar cu mâinile uscate. Nu scoate ștecherul din priză cu mâinile umede.
6. Nu folosi aparatul mai mult de o oră consecutiv, există pericol de supraîncălzire. Lasă aparatul să se răcească minim 30 de minute după fiecare ora de utilizare.
7. Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune în urma căderii, acesta poate fi utilizat doar după ce e verificat de către personalul autorizat.
8. Nu repara personal aparatul, contactează comerciantul sau un service autorizat. În cazul reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave de accidentare și se pierde garanția produsului.
9. Nu trage, nu răsuci și nu îndoi cablul electric. Evită poziționarea cablului electric peste sau în contact cu obiecte tăioase sau ascuțite.

Instrucțiuni în privința riscului de incendiu

Nu utiliza în următoarele situații:

1. Aproape de foc sau o sursă de căldură.
2. În apropierea unor substanțe inflamabile sau corozive.
3. În timpul somnului. Ai grijă să nu adormi în timp ce aparatul încă funcționează.

Descriere produs și componente



*Imaginea are scop orientativ

Utilizarea corectă a aparatului

Înainte de utilizare asigură-te că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile.

În cazul în care ai îndoieli, nu utiliza aparatul și adresează-te comerciantului sau unui service autorizat.

Urmează instrucțiunile descrise mai jos doar după ce citești, înțelegi și respecți toate regulile și măsurile de siguranță descrise în acest document.

Instalare

1. Amplasează aparatul în locul în care dorești să-l folosești. E necesar ca suprafața să fie plană și uscată.
2. Conectează cablul de la adaptor la portul de alimentare al aparatului.
3. Conectează adaptorul la priza electrică (adaptorul este sigur pentru a fi utilizat la 110-120V & 220-240V)
4. După conectarea la priză, execută comenzile folosind butoanele așa cum sunt descrise mai jos.



Instrucțiuni Operare

Vă rugăm să alegeți un scaun cu înălțimea potrivită și să vă așezați, apoi introduceți picioarele în aparatul de masaj. Picioarele trebuie să fie relaxate, într-o poziție confortabilă, netensionate.

Nu stați în picioare în aparat, se va deteriora!

Nu configurați și nu utilizați dispozitivul într-o baie sau într-o zonă similară/ umedă.

Acționați conform panoului de control de mai jos pentru a obține masajul dorit pentru picioare:



- 1. Buton pornire/ oprire:** Apasă pentru a porni aparatul. Acesta va porni standard în Modul C – Masaj de relaxare pentru 15 minute. Pe panou se văd funcțiile active iluminate cu albastru. Apasă din nou pentru a opri aparatul.
- 2. Tasta Moduri de masaj:** Apasă pentru a comuta între modurile de masaj A, B, C și D. Indicatorul corespunzător programului se va aprinde:
 - Modul A: Reducerea tensiunii,
 - Modul B: Picioare oboseite,
 - Modul C: Confortabil și relaxant,
 - Modul D: Vitalitate pentru îmbunătățirea somnului.
- 3. Tasta de Compresie:** Apasă pentru a porni funcția de compresie, apăsă din nou pentru a schimba nivelul de intensitate: scăzut/întal sau oprit.
- 4. Tastă de căldură:** Apasă pentru a porni funcția Căldură, apăsă din nou pentru a alege nivelul de căldură: scăzut/întal sau oprit.
- 5. Tastă de rulare/frământare:** Apasă pentru a porni funcția de masaj prin frământare, apăsă din nou pentru viteză scăzută/întal sau oprit.

- 6. Tasta Timer (Cronometru):** Apasă pentru a comuta temporizatorul între 15min sau 30min. Indicatorul corespunzător se va aprinde.
- 7. Tasta UV Light (Lumină UV):** Funcția de sterilizare cu UltraViolete activată. Sterilizarea pornește doar după ce pui capacul superior la loc după sesiunea de masaj. Indicatorul luminos "UV" de pe capac rămâne aprins până la finalizarea sterilizării.

Întreținere și depozitare

Înainte de curățare, asigură-te că aparatul este oprit și că adaptorul a fost scos din priză.

Dacă nu utilizezi aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, te rugăm să-l păstrezi într-un loc sigur, uscat și acoperit pentru a preveni acumularea de praf, ferit de lumina directă a soarelui și de îndemâna copiilor.

Aparatul se poate șterge de praf cu o cârpă ușor umedă pe exterior, fără detergent.

Instrucțiuni de curățare pentru husele detașabile

Husele se scot desfăcând fermoarul și dezlipind velcro-ul (ariciul) din interior. Spălare manuală la 30 grade C sau Spălare automată la 30 grade C dar fără centrifugare.



Fără înălbitor



Nu călcați



Temperatură
spălare



Fără uscare prin
centrifugare

Material huse: 95% polyester; 5% spandex.

Gestionarea Erorilor

Eroare	Motive	Metoda de soluționare
Aparatul nu pornește	Nu este conectat la priză	1. Introdu adaptorul în priză. 2. Verifică dacă mufa adaptorului este conectată la portul de încărcare al aparatului. 3. Verifică dacă priza are tensiune
	Aparatul nu este pornit	Apasă butonul de Pornire/ON (1)
	Verifică dacă aparatul a fost folosit mai mult de 30 minute.	1. Dacă da, lasă dispozitivul să se răcească timp de 15 minute înainte de a continua. 2. Dispozitivul poate necesita mai mult timp pentru a se răci atunci când temperatura mediului înconjurător este ridicată.
	Alte motive	Te rugăm să contactezi vânzătorul sau un service autorizat dacă niciuna dintre metodele de mai sus nu rezolvă problema.
Aparatul se oprește brusc	Funcția de oprire automată este activată după 15 minute de funcționare.	1. Continuați să utilizați apăsând butonul „Pornire/ON”. 2. După fiecare 30 min de utilizare opriți aparatul timp de 15 minute.
Se aud zgomote în timpul utilizării	Acest lucru este normal cauzat de funcționarea motorului și a roților în timpul utilizării.	

Specificații tehnice

Cod produs	AMP2N	Moduri de masaj	4
Denumire	Aparat de Masaj Picioare UV	Mod de funcționare	Butoane
Tensiune	12V~	Mod de afișare	Panou Iluminat
Putere	36W	Modul de încălzire	Încălzire prin Infraroșu cu perne cu fibră de Carbon
Amperaj	3A	Metodă de sterilizare	Lumină UV
Temperatură de funcționare	0-40°C	Alimentare	Adaptor. Intrare 100-240V AC, 50/60Hz, ieșire 12V DC
Greutate	4.2 Kg	Dimensiuni	320 x 356 x 210 mm

Termeni de garanție

Se vor aplica prevederile legale privind protecția consumatorilor.

1. Perioada de garanție pentru acest produs:
 - 1.1. 2 ani pentru persoane fizice.
 - 1.2. 1 an pentru persoane juridice.
2. Garanția se calculează de la data înmânării produsului. În timpul perioadei de garanție, vom fi responsabili pentru repararea gratuită a oricăror defecte cauzate de calitatea produsului în sine, în condiții normale de utilizare.
3. În timpul perioadei de garanție, dacă defecțiunea este cauzată de calitatea produsului, te rugăm să ne contactezi.
4. Te rugăm să păstrezi factura de achiziție, aceasta ține loc de dovadă a garanției produsului.
5. Produsul își pierde garanția în următoarele cazuri:
 - 5.1. Defecțiune provocată de neutilizarea aparatului în conformitate cu instrucțiunile furnizate.
 - 5.2. Deteriorări provocate de reparații de către persoane neautorizate.
 - 5.3. Defecțiuni, zgârieturi sau rupturi cauzate de mișcare sau cădere.
 - 5.4. Deteriorări cauzate de depozitarea, întreținerea sau utilizarea necorespunzătoare de către utilizator.
 - 5.5. Defecțiuni provocate de dezastre naturale sau accidente.
 - 5.6. Daunele cauzate din vina cumpărătorului (accidente inclusiv transportul)
 - 5.7. Daunele cauzate de cădere, strivire, lovire, expunere la apă.

Nu scoate șuruburi și nu încerca să dezassemblezi aparatul, în acest caz se pierde garanția produsului!

Reciclare



Aparatul nu se aruncă la gunoi!

Te rugăm să contactezi o organizație locală pentru a recicla acest produs la sfârșitul perioadei de funcționare.

Certificare produs



Acest produs respectă standardele Europene de conformitate.

Warranty terms

Legal provisions on consumer protection are applicable.

1. Warranty period for this product:

1.1. 2 years for individuals.

1.2. 1 year for legal entities.

2. The warranty is calculated as of the date of delivery of the product. During the warranty period, we will be responsible for repairing free of charge any defects caused by the quality of the product itself under normal conditions of use.

3. During the warranty period, if the defect is caused by the quality of the

product, please contact us.

4. Please keep your purchase invoice, as this serves as proof of the product warranty.

5. The product loses its warranty in the following cases:

5.1. Failure caused by not using the appliance in accordance with the instructions provided.

5.2. Damage caused by repairs by unauthorized persons.

5.3. Damage, scratches or breakage caused by moving or falling.

5.4. Damage caused by improper storage, maintenance or use by the user.

5.5. Damage caused by natural disasters or accidents.

5.6. Damage caused through the fault of the buyer (accidents including transport)

5.7. Damage caused by falling, crushing, impact, exposure to water.

Do not remove screws and do not try to disassemble the appliance, otherwise the product warranty becomes null!

Recycling



Don't throw the device away!
Please contact a local organization to recycle this product at the

end of its useful life.

Product certification

This product complies with European conformity standards.



Technical specifications

Product Code	AMP2N	Message modes	4
Name	Foot Massager UV	Mode of operation	Buttons
Voltage	12V~	Display mode	Illuminated panel
Power	36W	Heating mode	Infrared heating with carbon fiber pads
Amperage	3A	Sterilization method	UV Light
Operating temperature	0-40°C	Power supply	Adapter: Input 100-240V AC, 50/60Hz, Output 12V DC
Weight	4.2 kg	Dimensions	320 x 356 x 210 mm

Error	Reason	Method of resolution
Device fails to start	Not connected to the socket	1. Plug the adapter into the socket. 2. Check if the adapter plug is connected to the charging port of the device. 3. Check that the socket has power
	Device in not ON	Press the Power ON button (1)
	Check if the device has been used for more than 30 minutes.	1. If yes, allow the device to cool for 15 minutes before proceeding. 2. The device may take longer to cool down when the ambient temperature is high. Please contact your retailer or an authorised service centre if none of the above methods solve the problem.
Device suddenly stops	The automatic switch-off function is activated after 15 minutes of operation.	1. Continue using by pressing the "Power/ ON" button. 2. After every 30 min of use switch off the appliance for 15 minutes.
	There is a clattering noise during use	This is normally caused by the operation of the motor and rollers during use.

Maintenance and storage

Before cleaning, make sure the machine is switched off and the adapter has been removed from the socket.
If you do not use the appliance for a long period of time, please keep it in a safe, dry and covered place to prevent dust build-up, out of direct sunlight and out of the reach of children.
The appliance can be wiped clean with a slightly damp cloth on the outside, without detergent.

Cleaning instructions for removable covers

The covers are removed by unzipping the zipper and unfastening the Velcro inside.

Hand wash at 30 degrees C or automatic wash at 30 degrees C but without spinning.




No bleach



No ironing



Washing
Temperature



No spin drying

Covers material: 95% polyester; 5% spandex.

Operating Instructions

Please choose a chair of the right height and sit down, then put your feet into the massager. Your feet should be relaxed, in a comfortable, unstretched position.

Do not stand in the device, it will get damaged!

Do not set up and use the device in a bathroom or similar/wet area.

Operate according to the control panel below to achieve the desired foot massage:



1. **On/Off button:** Press to start the machine. It will start in standard Mode C
- Relaxation massage for 15 minutes. The active functions are illuminated blue on the panel. Press again to switch off the machine.
2. **Massage Modes key:** Press to switch between massage types A, B, C and D. The corresponding program indicator will light up:
 - Mode A: Tension reduction,
 - Mode B: Tired feet,
 - Mode C: Comfortable and relaxing,
 - Mode D: Vitality to improve sleep.

3. **Compression Key:** Press to start the compression function, press again to change the intensity level: low/high or off.

4. **Heat key:** Press to turn on the Heat function, press again to change heat level: low/high or off.


5. **Rolling/Kneading key:** Press to turn on the kneading massage function, press again for low/high or off.

6. **Timer key:** Press to switch the timer between 15min or 30min. The corresponding indicator will light up.

7. **UV Light key:** Ultraviolet sterilisation function activated. Sterilization

starts only after putting the top lid back on after the massage session. The "UV" indicator light on the lid remains lit until sterilization is complete.

Product description and parts



*The picture is for reference only

Correct use of the device

Make sure that the device and accessories are free from visible defects before use.

If in doubt, do not use the device and contact the retailer or an authorized service center.

Follow the instructions described below only after you have read, understood and observed all the safety rules and measures described in this document.

Setup

1. Place the device where you want to use it. The surface must be flat and dry.
2. Connect the cable from the adapter to the power port of the appliance.
3. Plug the adapter into the electrical outlet (the adapter is safe to use at 110-120V & 220-240V)
4. After plugging into the outlet, execute the commands using the buttons as described below.



3. During sleep. Be careful not to fall asleep while the machine is still working.
 2. Near flammable or corrosive substances.
 1. Near fire or a heat source.
- Do not use in the following cases:

Fire risk instructions

9. Do not pull, twist or bend the power cord. Avoid placing the power cord over or in contact with sharp or pointed objects.
8. Do not repair the appliance yourself, contact the retailer or an authorized service center. Improper repairs may expose the user to serious risk of injury and the product warranty can become null.
7. If the appliance has been dropped or otherwise damaged as a result of being dropped, it may be used only after being checked by authorized personnel.
6. Do not use the appliance for more than one hour consecutively, there is a danger of overheating. Allow the appliance to cool for at least 30 minutes after every hour of use.
5. Handle only with dry hands. Do not unplug the power plug with wet hands.
4. Keep the power cords away from hot surfaces.
3. Do not pull the power cord or the appliance to unplug the plug. Never hold the appliance by the power cord.
2. If you notice a malfunction, switch off the appliance immediately and unplug it. Look for any damage to the product.
- 1.5. If water has entered the appliance, the power cord, power plug.
- 1.4. In the presence of sources of increased humidity (bath, sauna).
- 1.3. During storms.
- 1.2. If the appliance or its accessories have any noticeable defects (burning smell, broken or damaged wire, visible burns, physical defects, etc.).
- 1.1. At a mains voltage different from that stated on the appliance.

1. Do not use in the following cases:

the risk of electric shock:

Since it is an electrical device, it shall be used with care and caution to avoid the risk of electric shock.

Measures regarding the risk of electric shock

16. Do not sit or store heavy objects on the device.
15. Do not store the product in direct sunlight to avoid discoloration over time.
14. Pull carefully on the zipper when removing the foot cover to avoid damaging it.
13. Place the power cord in an area where there is no danger of tripping.
12. Do not stand while your feet are in the appliance to avoid damaging the appliance and causing danger.

Ask your doctor advice before use

- Ask your doctor advice before use if you are in at least one of the following cases:
1. People with chronic foot conditions, who have recently undergone foot surgery, open wounds, swelling, trauma, burns to the feet, etc.
 2. People with diabetes.
 3. People with pain whose cause is unknown.
 4. People with psychiatric conditions.
 5. People with pacemakers or implanted artificial organs.
 6. People with heart dysfunction, tumors and hypertension.
 7. People with brain haemorrhage and thrombosis.
 8. People with haemorrhagic diseases, septicæmia, fever, etc.
 9. Women who are pregnant or menstruating.
 10. People with advanced osteoporosis or spinal fractures.
 11. People with heat intolerance.
- Please also consult your doctor in other cases if you are not sure whether the device is right for you!
- For children and people with disabilities use is allowed under adult supervision!
- If you experience pain or discomfort during the session, stop using the device and consult your doctor!

Safety rules and measures

General safety measures

1. The appliance must be switched off and unplugged after each use and before each cleaning operation.
2. Do not leave the appliance unattended when children are nearby.
3. This appliance is NOT a toy. Careful supervision is required when the appliance is used by or near children or persons with disabilities. Do not allow children to play with the appliance.
4. To avoid over-stimulation of muscles and nerves, the recommended duration of massage should not exceed 30 minutes per session. Allow a waiting time between sessions.
5. Use the appliance only at ambient temperatures of 0-40°C.
6. The appliance is not intended for commercial use, for individual use only.
7. Do not put pressure on the upper area of the appliance or on buttons.
8. Do not leave packaging material within reach of children. There is a danger of asphyxiation.
9. Use only in enclosed space.
10. Do not use it on animals.
11. Do not use it for any purpose other than foot massage.

Importance of reading instructions

Taking the time to read these instructions is an investment in your safety and well-being.
The foot massager is an electrical product! Read these instructions for use carefully!


Failure to follow these instructions may result in property damage or personal injury. Keep the instructions for use and show them to other users. Hand this manual in when you dispose of the appliance.

For online instructions, access the link or scan this QR code:




<https://www.suport.ro/blog/instructiuni/masaj-picioare>


Package content



1 x Foot massager



1 x User manual



1 x Power cord adapter

Thank you for buying this product!
We value your trust in Supporto.

Relax and improve your health with this
massage device!

“Take care of your body,
it's the only place you have to live.”

Jim Rohn

Device presentation

The aim of this product is to provide you with a relaxing and therapeutic
massage experience for your soles and feet, integrating advanced reflexology
techniques.

Benefits include deep muscle relaxation and reduction of accumulated
tension, improved blood circulation to the feet, improved immune system
functionality for disease prevention, maintenance of health and physical
well-being. UV sterilisation helps eliminate bacteria and germs for
increased hygiene, and heating adds a comforting and invigorating
sensation during use.

This machine is designed to bring massage, relaxation and revitalization right
into the comfort of your home.

Thank you	3
Device presentation	3
Importance of reading instructions	4
Package content	4
Ask your doctor advice before use	5
Safety rules and measures	5
General safety measures	5
Measures regarding the risk of electric shock	6
Fire risk instructions	6
Product description and parts	7
Correct use of the device	7
Setup	7
Operating instructions	8
Maintenance and storage	9
Troubleshoot	10
Technical specifications	11
Warranty terms	12
Recycling	12
Product certification	12

FOOT MASSAGER UV USER MANUAL



This product complies with European
conformity standards.

Made to order
Support Ortopedic SRL
djutor@supporto.ro
+40757246463
Importer: Support Ortopedic SRL