

**ALUMINIUM WHEELCHAIR RAMP
RAMPA ALUMINIU PENTRU FOTOLII RULANTE**


RAMP60

RAMP90

RAMP120

RAMP150

RAMP180

**USER MANUAL / MANUAL DE UTILIZARE**

Please read these instructions carefully before use and keep it for later reference!

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați pentru referințe ulterioare!

PREFACE / PREFATA

Thank you for the confidence shown in Kid-Man. Every product is factory checked and left us in faultless condition. We wish you much success and we hope Kid-Man product will make a positive impact to your daily living.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată în Kid-Man. Fiecare produs este verificat din fabrică, vă dorim mult succes și sperăm că produsul Kid-Man va avea un impact pozitiv asupra vieții dvs. de zi cu zi.

INDICATIONS/ INDICATII

Designed for people with disabilities to pass through elevated barriers. Suitable for electric wheelchairs and scooters. Folding in half. With handle for transportation.



Proiectat pentru ca persoanele cu dizabilități să treacă prin bariere înalte. Potrivit pentru scaune cu roțile electrice și scutere. Pliere în jumătate. Cu maner pentru transport.




CHOOSE PROPER RAMP LENGTH/ ALEGEREA DIMENSIUNII POTRIVITE

(a+a+a) or (b) height x4, to calculate proper ramp height.


(a+a+a) sau (b) înălțimea x4, pentru a calcula înălțimea potrivită a rampei



RAMP POSITION/ POZITIA RAMPEI



RAMP TRANSPORTATION WAY / MODALITATEA DE TRANSPORT A RAMPEI



SPECIFICATIONS/SPECIFICATII

	RAMP60	RAMP90	RAMP120	RAMP150	RAMP 180
Maximum load/Greutate maxima suportata	275 KG				
Weight/ Greutate produs	4.5 kg	6.7 kg	8.9 kg	11.3 kg	13.7 kg
Overall width folded/ Latime totala pliata	40 cm				
Overall length/ Lungime totala, cm	60	90	120	150	180

WARRANTY/GARANTIE

RO

Emitem o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Orice modificări neautorizate efectuate fără aprobarea producătorului vor anula răspunderea. Aceasta include depășirea sarcinilor maxime ale utilizatorului și utilizarea produsului într-un mod necorespunzător.

Garanția este valabilă numai cu cardul de garanție completat. UAB „Kasko Group” după primirea articolului revendicat de la cumpărător decide dacă problema este tratată în garanție. Dacă problema nu este acoperită de garanție și clientul este de acord, UAB „Kasko Group”, dacă este posibil, rezolvă problema. Toate costurile, inclusiv costurile de transport, ar trebui să fie acoperite de client. Reparația în garanție nu extinde garanția

EN

We issue a warranty of 24 months from date of purchase. Any unauthorized modifications carried out without approval of the manufacturer will make the liability null and void. This includes exceeding the maximum user loads and using product in improper way.

Warranty is only valid with fully filled warranty card. UAB „Kasko Group” after getting claimed item from purchaser within period of

4 weeks decides whether issue is treated under warranty. If issue is not covered under warranty and customer agrees, UAB “Kasko Group”, if possible, fixes issue. All costs, including costs of transportation, should be covered by customer. Warranty repair does not extend warranty.

WARRANTY CARD/ CERTIFICAT DE GARANTIE

Products name Nume produs	Model Model	Date of purchase (insert) Data achiziție(adaugati)	Warranty period Perioada garantie
Wheelchair ramp Rampa fotolii rulante	Ramp 60 Ramp 90 Ramp 120 Ramp 150 Ramp 180		24 months 24 luni
Your dealer		Place for SN	

| Published by | Publicat de :UAB Kasko
Group I Kid-Man "
A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 52167425 • Faks. +370 52167425
www.kid-man.com • info@kid-man.com
| Date | Data 2020-05-30



Date of last update | Data ultimei actualizari : 2020-08-20

Garantia se acorda conform legislatiei in vigoare!