






Sistem de plăci de laminoplastie cervicală posterioară



**Abordare
sistematică, fără
probleme și
simplă a
laminoplastiei**



DIMENSIUNI



ULTIO ASPECTE IMPORTANTE

- ✓ Stabilitate sigură a coloanei vertebrale
- ✓ Designul inteligent al șuruburilor elimină necesitatea de a bate și de a găuri prin precizia inserției
- ✓ Permite o abordare sistematică, fără probleme și simplă a procedurilor de laminoplastie
- ✓ Menține un canal spinal extins
- ✓ Păstrează funcția de protecție a coloanei vertebrale după ce a fost efectuată o laminoplastie
- ✓ Mini-plăcile dublu îndoite se potrivesc anatomiei laminei ridicată dorsal
- ✓ Plăcile au un profil redus și previne iritația țesuturilor
- ✓ Oferă o prindere sigură a implantului
- ✓ Conformitate intraoperatorie prin opțiunile expansive de plăci
- ✓ Fabricat din titan pur comercial





Sistem de plăci de laminoplastie cervicală posterioară



Placă:

- ✓ Titan
- ✓ Super subțire - doar 1 mm grosime
- ✓ alternative de dimensiuni S-M-L-XL concepute în conformitate cu unghiurile anatomice
- ✓ Pre-îndoire, gata de utilizare
- ✓ Poate fi format cu ușurință în timpul operației (dacă este necesar)



Șurub:

- ✓ Autoforare-autofiletare
- ✓ Surubelnita cu auto-retinere
- ✓ Diametru: Ø2 mm
- ✓ Lungime: Între 4-12 mm
- ✓ Lungimi codificate prin culori
- ✓ Capetele șuruburilor cu profil redus

Set;

- ✓ Ușor de utilizat și set compact
- ✓ Instrumente inteligente de proiectare
- ✓ Toate opțiunile de implant sunt incluse în set.

Indicații

- ✓ Ultio este proiectat pentru fixarea ARCH
- ✓ Mielopatie spondilotică cervicală
- ✓ Utilizat în mărirea canalului cervical posterior
- ✓ Stenoza canalului spinal

Contraindicații

- ✓ Traume
- ✓ Tumori

