




 **powerbone®**
pioneer of health



Website

CE 01.26/REV14/27.07.2022

CE 01.26/REV08/29.03.2022

BONEGRAFT®
— BIOMATERIALS —




PRODUCE

ADITIV DE SILICAT GRANULE, BĂȚ & BLOC & PANĂ

Osteoconductive and Osteoinductive

- Porozitatea ridicată a produselor Powerbone sprijină stabilizarea inițială a cheagurilor.
- Fosfatul de calciu oferă o scheletă conductivă pentru vasele de sânge și celule de stimulare osoasă - o structură foarte asemănătoare cu componenta minerală a osului natural.
- Materialele Powerbone includ silicatul care crește retenția de proteine circulante, dând caracteristici bioactive grefei.



Biodegradabil

Biodegradabil cu resorbție totală. Cu structura sa poroasă optimizată și compoziția chimică, grefele Powerbone sunt optimizate pentru vindecarea osoasă. În timpul procesului de vindecare, silicatul este adsorbit mai întâi, urmat de scheletul β -TCP în 4-6 luni, promovând înlocuirea cu os nou nativ.





Sigur, biocompatibil și steril

Grefele Powerbone sunt furnizate sterile și marcate CE ca Dispozitiv Medical de Clasa III conform directivei 93/42/EC. Pentru fiecare material se aplică teste de biocompatibilitate (in vitro și in vivo), biodegradare, încărcare biologică și sterilitate.

Radioopac

Este posibilă trasabilitatea CT și cu raze X.



BANĂ FLEXIBILĂ ADITIV DE SILICAT



Powerbone Flexible Strip este o grefă osoasă sintetică biodegradabilă care este ușor de utilizat datorită elasticității sale ridicate, în special în defectele osoase ale pelvisului și ale extremităților inferioare, precum și în cazurile de fuziune spinală posteriolaterală. Aplicațiile dentare includ mărirea creștelor ca alternativă la plăcile osoase autogene.

Powerbone Flexible Strip constă din B-TCP adăugat de silicat încorporat într-o rețea polimerică sintetică pe bază de PLA de grosimi diferite.

Caracteristicile osteoinductoare sunt obținute prin adăugarea de silicat la materialul de grefă Powerbone încorporat.



Pentru dimensiunile produselor și numerele de referință, vă rugăm să consultați listele de produse de la sfârșitul catalogului.


Implantarea benzii flexibile Powerbone;

- Powerbone Flexible Strip poate fi aplicat pe zona chirurgicală direct sau combinat cu aspirat de măduvă osoasă sau sânge.
- Când este umezită, flexibilitatea Powerbone Flexible Strip crește semnificativ.
- Powerbone Flexible Strip trebuie implantat chiar înainte ca toate implanturile metalice să fie stabilizate și locul chirurgical să fie închis.
- Powerbone Flexible Strip poate fi tăiat și plasat în cușca vertebrală.
- Powerbone Flexible Strip capătă caracteristici osteoinductoare datorită adaosului de silicat în produs conținut.



PASTA ADITIVA CU SILICAT, GEL SI PASTA DENTARA



- † Aplicație chirurgicală minim invazivă
- † Aplicare rapida si usoara. Nu necesită amestecare.
- † Accelerează formarea osoasă.



- † Conceput pentru dezvoltarea sănătoasă a oaselor și țesut de susținere parodontal.



- † Compus din silicat adăugat B-TCP și resorbabil purtători de celuloză de diferite vâscozități.
- † Grefele livrate cu siringa Powerbone devin osteoinductoare proprietăți datorate adăugării de silicați.

HISTOLOGII CHITULUI DENTAR





Fig. 2 Detalii Secțiunea A
a) PDP Inconjurat de țesut conjunctiv.
b) Ocazional, osteoid (O) detectabil.
d) O cantitate extraordinară de celule gigantice multinucleate (MNG-uri, Asterisk*) vizibile.
df) PDP apare bifazic (gri și roz)

fundal

Bărbat, 25 de ani.
Non fumător.

Antecedente medicale
necontributive.

Extracția chirurgicală și
grefarea imediată a defectului
osos mare cu 4 pereți cu
Powerbone Putty.

Caz realizat de Dr. Minas Leventis,
DDs, MSc, PhD, TR

STADIUL DENTAR

1. Vedere radiologică inițială.
2. Îndepărtarea dintelui impactat.
3. Utilizarea Powerbone Putty pentru altoirea imediată a defectului osos mare cu 4 pereți.
4. Histologia chistului osos extras.




Fig. 3 Detalii Secțiunea B
a) PDP Inconjurat de țesut conjunctiv. O multime de celule gigant multinucleate (MNG) vizibile, de asemenea.
b) Multe particule PDP demonstrează formarea osoasă nouă (NB) la suprafața particulei. f) PDP apare bifazic (gri și roz). Unele particule par să fie în dizolvare (săgeată ->)

BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

We as **BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. (BONEGRAFT A.Ş.)**, a medical device company duly incorporated at Ege Üniversitesi Sit İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No:172/67 Bornova/İZMİR, and Branch Address: Kemalpaşa Mahallesi 7410 Sk. No:8 Bornova/İZMİR and Branch Address: Keçiliköyosb Mahallesi İsmail Kahraman Cad. No:1/1/A Yunusemre / MANİSA/TURKEY.

Declare that the products listed below can be used in combination with any antibiotics with the maximum dosage of **17.5 mg/cc** as long as it is recommended by clinician who is implanting listed products to specific patient.

PRODUCT NAME	REFERENCE CODE
Bonegraft Granule (Crunch) 0.25-1 mm - 0,5cc	BG02501005
Bonegraft Granule (Crunch) 0.25-1 mm - 1 cc	BG02501010
Bonegraft Granule (Crunch) 0.25-1 mm - 2 cc	BG02501020
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 0,5 cc	BG05001005
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 1 cc	BG05001010
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 2 cc	BG05001020
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 5 cc	BG05001050
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 5,10 cc	BG05001051
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 7,5 cc	BG05001075
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 7,60 cc	BG05001076
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 10 cc	BG05001100
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 10,10 cc	BG05001101
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 15 cc	BG05001150
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 15,10 cc	BG05001151
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 20 cc	BG05001200
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 20,10 cc	BG05001201
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 30 cc	BG05001300
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 50 cc	BG05001500
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 100 cc	BG050011000
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 250 cc	BG050012500
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 0,5 cc	BG10002005
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 1 cc	BG10002010
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 2 cc	BG10002020
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 5 cc	BG10002050
Bonegraft Granule (Crunch) 1,2 mm - 5,10 cc	BG10002051
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 7,5 cc	BG10002075
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 7,60 cc	BG10002076
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 10,10 cc	BG10002101
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 15 cc	BG10002150
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 15,10 cc	BG10002151
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 20 cc	BG10002200
Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 20,10 cc	BG10002201



info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE



BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

Bonegraft Granule (Crunch) 1-2 mm - 30 cc	BG10002300
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 5 cc	BG020405
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 5,10 cc	BG0204051
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 7,50 cc	BG0204075
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 7,60 cc	BG0204076
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 10 cc	BG020410
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 10,10 cc	BG0204101
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 15 cc	BG020415
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 15,10 cc	BG0204151
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 20 cc	BG020420
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 20,10 cc	BG0204201
Bonegraft Granule (Crunch) 2-4 mm - 30 cc	BG020430
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 5 cc	BG030505
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 5,10 cc	BG0305051
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 7,60 cc	BG0305076
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 10 cc	BG030510
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 10,10 cc	BG0305101
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 15 cc	BG030515
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 15,10 cc	BG0305151
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 20 cc	BG030520
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 20,10 cc	BG0305201
Bonegraft Granule (Crunch) 3-5 mm - 30 cc	BG030530
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 5 cc	BG030705
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 5,10 cc	BG0307051
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 7,5 cc	BG0307075
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 7,60 cc	BG0307076
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 10 cc	BG030710
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 10,10 cc	BG0307101
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 15 cc	BG030715
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 15,10 cc	BG0307151
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 20 cc	BG030720
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 20,10 cc	BG0307201
Bonegraft Granule (Crunch) 3-7 mm - 30 cc	BG030730
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 5 cc	BG040705
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 5,10 cc	BG0407051
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 7,50 cc	BG0407075
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 7,60 cc	BG0407076
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 10 cc	BG040710
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 10,10 cc	BG0407101
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 15 cc	BG040715
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 15,10 cc	BG0407151



info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE

0

BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 20 cc	BG040720
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 20,10 cc	BG0407201
Bonegraft Granule (Crunch) 4-7 mm - 30 cc	BG040730
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 5 cc	BG070905
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 7,5 cc	BG0709075
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 10 cc	BG070910
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 15 cc	BG070915
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 20 cc	BG070920
Bonegraft Granule (Crunch) 7-9 mm - 30 cc	BG070930
Bonegraft Granule (Crunch) 0.5-1 mm - 15 cc "%90 HA,%10 β -TCP"	BG05001150HA
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 0,5cc "Glass bottle"	BCSGB02501005
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 1 cc "Glass bottle"	BCSGB02501010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 2 cc "Glass bottle"	BCSGB02501020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 5 cc "Glass bottle"	BCSGB02501050
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 10 cc "Glass bottle"	BCSGB02501100
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 0,5 cc "Cam şişede" R	BCSGB05001005R
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 0,5cc "Glass bottle"	BCSGB05001005
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 1 cc "Glass bottle"	BCSGB05001010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 2 cc "Glass bottle"	BCSGB05001020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 5 cc "Glass bottle"	BCSGB05001050
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 10 cc "Glass bottle"	BCSGB05001100
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 0,5cc "Glass bottle"	BCSGB10002005
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 1 cc "Glass bottle"	BCSGB10002010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 2 cc "Glass bottle"	BCSGB10002020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 5 cc "Glass bottle"	BCSGB10002050
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 10 cc "Glass bottle"	BCSGB10002100
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 0,5cc	BCS02501005
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 1 cc	BCS02501010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.25-1 mm - 2 cc	BCS02501020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 1 cc	BCS05001010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 2 cc	BCS05001020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 5 cc	BCS05001050
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 5,10 cc	BCS05001051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 7,60 cc	BCS05001076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 10,10 cc	BCS05001101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 15,10 cc	BCS05001151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0.5-1 mm - 20,10 cc	BCS05001201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 1 cc	BCS10002010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 2 cc	BCS10002020



info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE



BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 5 cc	BCS10002050
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1,2 mm - 5,10 cc	BCS10002051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 7,50 cc	BCS10002075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 7,60 cc	BCS10002076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 10 cc	BCS10002100
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 10,10 cc	BCS10002101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 15 cc	BCS10002150
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 15,10 cc	BCS10002151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1-2 mm - 20,10 cc	BCS10002201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 5 cc	BCS020405
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 5,10 cc	BCS0204051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 7,50 cc	BCS0204075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 7,60 cc	BCS0204076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 10 cc	BCS020410
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 10,10 cc	BCS0204101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 15 cc	BCS020415
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 15,10 cc	BCS0204151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 20 cc	BCS020420
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 20,10 cc	BCS0204201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2-4 mm - 30 cc	BCS020430
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 5 cc	BCS030505
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 5,10 cc	BCS0305051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 7,50 cc	BCS0305075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 7,60 cc	BCS0305076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 10 cc	BCS030510
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 10,10 cc	BCS0305101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 15 cc	BCS030515
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 15,10 cc	BCS0305151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 20 cc	BCS030520
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 20,10 cc	BCS0305201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-5 mm - 30 cc	BCS030530
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-7 mm - 5,10 cc	BCS0307051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-7 mm - 7,60 cc	BCS0307076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-7 mm - 10,10 cc	BCS0307101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-7 mm - 15,10 cc	BCS0307151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3-7 mm - 20,10 cc	BCS0307201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 5 cc	BCS040705
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 5,10 cc	BCS0407051
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 7,50 cc	BCS0407075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 7,60 cc	BCS0407076
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 10 cc	BCS040710



info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE

Q

BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 10,10 cc	BCS0407101
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 15 cc	BCS040715
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 15,10 cc	BCS0407151
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 20 cc	BCS040720
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 20,10 cc	BCS0407201
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4-7 mm - 30 cc	BCS040730
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7-10 mm - 7,50 cc	BCS0710075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7-10 mm - 10 cc	BCS071010
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7-10 mm - 15 cc	BCS071015
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7-10 mm - 20 cc	BCS071020
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7-10 mm - 30 cc	BCS071030
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4x4x20mm (4pcs)	BCS44204
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4x4x20mm (5pcs)	BCS44205
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 4x4x20mm (6pcs)	BCS44206
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x20mm (4pcs)	BCS55204
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x20mm (5pcs)	BCS55205
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x20mm (6pcs)	BCS55206
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x25mm (4pcs)	BCS55254
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x25mm (5pcs)	BCS55255
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x5x25mm (6pcs)	BCS55256
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x6x35mm	BCS5635
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5x6x50mm	BCS5650
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 0,5 cc	BCS005
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 1 cc	BCS01
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 2 cc	BCS02
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 3 cc	BCS03
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 5 cc	BCS05
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 7,5 cc	BCS075
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 10 cc	BCS10
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 15 cc	BCS15
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 20 cc	BCS20
Bonegraft β -TCP Crunch Silicat Add. 30 cc	BCS30
Bonegraft Putty 0,5 cc	BP005
Bonegraft Putty 0,55 cc	BP0055
Bonegraft Putty 0,6 cc	BP006
Bonegraft Putty 0,65 cc	BP0065
Bonegraft Putty 0,75 cc	BP0075
Bonegraft Putty 0,95 cc	BP0095
Bonegraft Putty 1 cc	BP01
Bonegraft Putty 1,5 cc	BP015



info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE

BONEGRAFT®

BIOMATERIALS

Bonegraft Putty 2 cc	BP02
Bonegraft Putty 3 cc	BP03
Bonegraft Putty 5 cc	BP05
Bonegraft Putty 6 cc	BP06
Bonegraft Putty 7 cc	BP07
Bonegraft Putty 7,5 cc	BP075
Bonegraft Putty 8 cc	BP08
Bonegraft Putty 9 cc	BP09
Bonegraft Putty 10 cc	BP10
Bonegraft Putty 15 cc	BP15
Bonegraft Putty 20 cc	BP20
Bonegraft Putty 30 cc	BP30
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 0,5 cc	BPS005
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 0,6 cc	BPS006
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 1 cc	BPS01
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 2 cc	BPS02
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 3 cc	BPS03
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 5 cc	BPS05
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 7,5 cc	BPS075
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 8 cc	BPS08
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 10 cc	BPS10
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 15 cc	BPS15
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 20 cc	BPS20
Bonegraft β -TCP Putty Silicat Add. 30 cc	BPS30
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 0,3 cc	BDP030
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 0,5 cc	BDP050
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 0,6 cc	BDP060
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 0,75 cc	BDP075
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 1 cc	BDP100
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 1,5 cc	BDP150
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 2 cc	BDP200
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 5 cc	BDP500
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 10 cc	BDP1000
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 15 cc	BDP1500
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 20 cc	BDP2000
Bonegraft Synthetic Bone Graft Dental Putty 30 cc	BDP3000

R&D Supervisor

Ozan KARAMAN

BONEGRAFT
BİYOLOJİK MALZEMELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ege Üni. Sit. İdeege Teknoloji Gel. Bol. As.
Erzene Mah. Ankara Cad. 172 67 Bornova / İZMİR
Hasan Tahsin 1790551606 Ticaret Sicil No: 193337
Tel: 0 232 373 33 38 Faks: 0 232 373 33 39

 powerbone

info@bonegraft.com.tr

www.bonegraft.com.tr www.powerbone.com.tr

Tel : +90 232 373 33 38 Fax : +90 232 373 33 39

BONEGRAFT Biyolojik Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Ege Üniversitesi Sit. İdeege Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Erzene Mah. Ankara Cad. No: 172/67 Bornova/İZMİR-TÜRKİYE