


SISTEM DE PLACĂ CERVICALĂ ANTERIOARĂ AURA



**Perfect pentru
stabilizarea coloanei
cervicale**

AURA Sistemul de plăci cervicale anterioare **EVIDENȚE**

- ♀ Materie primă din titan
- ♀ Sistem Cervical de plăci pentru stabilizarea anterioară
- ♀ Poate fi folosit pentru unul sau mai multe segmente
- ♀ Șurub blocat
- ♀ Placă destul de subțire
- ♀ Fără înălțime pe placă





SISTEM DE PLACĂ CERVICALĂ ANTERIOARĂ AURA


SCOPUL UTILIZĂRII

Sistemul de plăci cervicale anterioare AURA este utilizat în procedurile de fixare internă cervicală anterioară pentru a asigura stabilizarea coloanei cervicale în caz de tumoră, deformare traumatică, boală degenerativă a discului și alte forme de instabilitate cervicală la nivelul coloanei vertebrale. Fixarea sistemului de plăci cervicale anterioare AURA se realizează prin introducerea șuruburilor osoase în coloana cervicală folosind abordul anterior.



INDICATII

- ♀ Boli degenerative ale coloanei cervicale
- ♀ Patologii infecțioase sau inflamatorii
- ♀ Trauma
- ♀ Cazuri supuse corpectomiei
- ♀ Bolile degenerative ale discului
- ♀ Tumora
- ♀ Pseudartroza





SISTEM DE PLACĂ CERVICALĂ ANTERIOARĂ AURA

PLACA AURA (4 GAURI)

Marime	Numar de referinta
22mm	ACP02204
24mm	ACP02404
26mm	ACP02604
28mm	ACP02804
30mm	ACP03004
32mm	ACP03204
34mm	ACP03404
36mm	ACP03604



PLACA AURA (6 GAURI)

Marime	Numar de referinta
38mm	ACP03806
40mm	ACP04006
42mm	ACP04206
44mm	ACP04406
46mm	ACP04606
48mm	ACP04806
50mm	ACP05006
52mm	ACP05206
54mm	ACP05406



PLACA AURA (8 GAURI)

Marime	Numar de referinta
56mm	ACP05608
59mm	ACP05908
62mm	ACP06208
65mm	ACP06508
68mm	ACP06808
71mm	AU1071
72mm	ACP07208





OSIMPLANT
Spine Restoration Technology

SISTEM DE PLACĂ CERVICALĂ ANTERIOARĂ AURA


PLACA AURA (10 GAURI)

Marime	Numar de referinta
68mm	AU1168
72mm	AU1072
76mm	ACP07610
80mm	ACP08010
84mm	ACP08410
88mm	ACP08810
92mm	ACP09210
96mm	ACP09610
100mm	ACP10010




SURUBURI AURA

Marime	Numar de referinta
Ø4.0X12	AUR4012
Ø4.0X14	AUR4014
Ø4.0X16	AUR4016
Ø4.0X18	AUR4018
Ø4.0X20	AUR4020
Ø4.5X12	AUR4512
Ø4.5X14	AUR4514
Ø4.5X16	AUR4516
Ø4.5X18	AUR4518
Ø4.5X20	AUR4520



SURUBURI DE BLOCARE AURA

Marime	Numar de referinta
H12	AEXPBS12
H14	AEXPBS14
H16	AEXPBS16
H18	AEXPBS18
H20	AEXPBS20



Address

Mustafa Kemal Mahallesi, 2133. Sok No: 4/2
Royale Office PC: 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone

+90 312 473 82 80

Email

sales@osimplant.com.tr