



Produs	Cod	Denumire	Descriere
	P2HE1000	Mâner PediGuard	Mânerul trebuie utilizat împreună cu pinul DSG.
	D1PU000X*	Pin DSG	Pinul DSG, cu senzorul bipolar DSG propriu încorporat, permite identificarea și redirecționarea țesutului dispozitivului.
	D1TA000X*	Corp filetat	Corpul filetat este disponibil în diferite modele.
	D1RH0001	Mâner cu clichet DSG	Mânerul cu clichet DSG permite progresia incrementală a corpului filetat în os.
	D1ST0001	Protector de țesut DSG	În procedurile MIS, Protectorul de țesut DSG protejează țesuturile în timpul forării pediculului și indică adâncimea forajului.

* X se referă la un număr de piesă, vă rugăm să consultați tehnica chirurgicală (LP2A037) pentru referințele disponibile.

¹Dispozitive de unică folosință, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare (LP2A036) pentru o utilizare optimă.

²Instrumente reutilizabile, vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare (LP2A036) pentru o utilizare optimă.

SpineGuard®
Making spine surgery safer

www.spineguard.com


SpineGuard® S.A.
10, Cours Louis Lumière
94300 Vincennes, Franța
Phone: +33 1 45 18 45 19
Fax: +33 1 45 18 45 20

SpineGuard® Inc.
1388 Sutter Street, Suite 510
San Francisco, CA 94109 – USA
Phone: +1 415 512 2500
Fax: +1 415 512 8004



Caution: See package insert for labeling limitations, intended uses, relevant warnings, precautions, side effects and contraindications. Federal (USA) law restricts the sale and use of this device to a prescription of a physician

Non contractual document - Ref: GP1PC/116E





Tehnologia DSG™
(Îndrumare chirurgicală dinamică)

PediGuard®
Hear what you cannot see



Catalog de produse

SpineGuard®
Making spine surgery safer

PROCEDURI STANDARD

Produs	Cod	Denumire	Descriere
	P1-AU411	PediGuard Drept - 4.0mm	PediGuard® 4.0mm este cea mai mare sondă utilizată în principal pentru găurirea pediculilor lombari sau sacrali.
	P1-AU412	PediGuard Drept - 3.2mm	PediGuard® 3,2 mm este sonda ideală pentru găurirea pediculilor în coloana toracică, lombară sau sacrală.
	P1-AU414	PediGuard Drept - 2.5mm XS	PediGuard® 2,5 mm XS este cea mai mică sondă. Are un vârf ascuțit și rigid pentru a permite pătrunderea în osul sclerotic și pediculii mici, în special în zona cervicală.
	P1-AU450	PediGuard Curb	Sonda PediGuard® Curved este proiectată pentru a facilita redirecționarea ușoară în timpul găuririi pediculelor.
	P1-AU451	PediGuard Curb - XS	Sonda PediGuard® Curved XS este cea mai mică sondă curbă. Curba de la vârf facilitează redirecționarea ușoară în timpul găuririi pediculului, în special la nivelul coloanei toracice.

PROCEDURI MINIM INVAZIVE (MIS)

Produs	Cod	Denumire	Descriere
	P2HE1000	Mâner PediGuard	Mânerul trebuie utilizat cu un ac de 120 mm sau 160 mm lungimi.
	P2ND1001	Ac PediGuard canulat, vârf Trocar, 160 mm	Acul lung de 160mm cu vârf trocar pentru a fi folosit cu mânerul.
	P2ND1002	Ac Canulat PediGuard, vârf teșit, 160 mm	Acul lung de 160mm cu vârf Bevel se folosește cu mânerul. Vârful teșit îmbunătățește orientarea acului în timpul găuririi pediculului.
	P2ND1101	Ac Canulat PediGuard, vârf trocar, 120 mm	Acul lung de 120mm cu vârf trocar tip e folosește cu mânerul. Este acul cel mai frecvent utilizat pentru procedurile MIS.
	P2ST1050	Stilet de pornire, vârf teșit, 160 mm	Stilete de pornire pentru a facilita perforarea corticală la punctul de intrare al pediculului în 120mm sau 160mm.
	P2ST1150	Stilet de pornire, vârf teșit, 120mm	
	P2ST1060	Stilet de pornire, vârf trocar, 160 mm	
	P2ST1160	Stilet de pornire, vârf trocar, 120mm	
	P2CN1010	Canula, 160mm	Canulele permit pregătirea a două sau mai multe pedicule în același timp în 120mm or 160mm.
	P2CN1110	Canula, 120mm	

Notă: Produse suplimentare disponibile la cerere.