

Boarmate

Spray cu feromoni de vier

Boarmate™ este un aerosol care conține miros sintetic - „miros de vier” (5 α -androst-16-en-3-one). Acest compus are un miros identic cu cel produs de glandele submaxilare ale vierului.

Boarmate a fost dezvoltat pentru a determina momentul optim pentru fertilizare la scroafe/scrofițe.

Acesta stimulează scroafele și scrofițele care vor manifesta clar reflexul “standing” de îndată ce sunt gata de împerechere. Acesta este momentul ideal pentru inseminare. Când este utilizat corect, **Boarmate** poate fi folosit pentru a recunoaște perioadele de călduri la scroafe în absența unui mascul și pentru a crește șansele de succes a inseminării artificiale. Este folosit pentru determinarea timpului optim de împerechere sau de inseminare pentru scroafe și totodată poate fi folosit ca stimul suplimentar pentru inseminare.

Dozaj și informații suplimentare:

Pulverizați **Boarmate™** spre gura scroafei / scrofiței timp de două secunde de la o distanță de 60 de centimetri, apoi aplicați presiune pe spatele acesteia (testul „back pressure”). Dacă scroafa răspunde, continuați cu inseminarea. Un flacon de **Boarmate™** este suficient pentru 40 (80 ml) și 125 (250 ml) utilizări.

Pentru a maximiza ratele de concepție, crescătorul care utilizează inseminarea artificială trebuie să urmărească semnele de estru (călduri). Primele semne de călduri, de obicei includ înroșirea și umflarea vulvei. Între 24 și 48 de ore mai târziu, vulva este clar mărită în volum și poate apărea o secreție mucoasă. În următoarele 24-48 de ore aceste semne se diminuează. Așadar, acesta este intervalul optim de împerechere în care scroafa va manifesta reflexul de „a sta în picioare” (reflexul “standing”). În mod normal, scrofițele intră în călduri (estru) la vârsta de 7 luni. Scroafele vor intra în călduri de obicei la 4-6 zile de la înțărare.

Precauții:

Aerosol foarte inflamabil.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Doar pentru uz veterinar.

Depozitare:

A se păstra la o temperatură care să nu depășească 50 de grade Celsius.

A se păstra în locuri uscate și ventilate, ferit de lumina directă a soarelui.

Termen de valabilitate: 3 ani

Forma de prezentare: Flacon de 80 ml, 250 ml