

# MANUAL DE UTILIZARE "Tester Diagnoza Auto KONNWEI KW450 Full OBD2"

Cod produs: SKU3581

MANUAL DE UTILIZARE "Tester Diagnoza Auto KONNWEI KW450 Full OBD2"

Cod produs: SKU3581

**\*\*Ce este produsul / la ce se foloseste:\*\***

Testerul de diagnoza auto KONNWEI KW450 este un dispozitiv profesional pentru citirea, interpretarea si stergerea codurilor de eroare OBD-II din sistemele ECU ale autoturismelor. Este compatibil cu majoritatea vehiculelor pe benzina (din 2001) si diesel (din 2004) dotate cu mufa standard OBD2.

**\*\*Pasi de punere in functiune:\*\***

1. Conectati testerul KONNWEI KW450 la portul OBD-II al masinii (situat de obicei sub bord, langa volan).
2. Contactul vehiculului trebuie pus pe pozitia "ON" (fara a porni motorul).
3. Dispozitivul se va alimenta automat din portul OBD-II si va porni ecranul LCD.
4. Din meniul principal, selectati functia dorita: "Read Codes", "Erase Codes", "Live Data" sau "Vehicle Info".
5. Urmati instructiunile afisate pe ecran pentru navigare si salvarea rezultatelor.
6. Dupa utilizare, deconectati dispozitivul de la portul OBD-II.

**\*\*Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare:\*\***

- Alimentare: 9 - 18V DC (prin portul OBD-II al vehiculului)
- Putere consumata: <1.5W
- Temperatura de operare: 0 C - 50 C
- Umiditate maxima: 80% RH
- Compatibilitate: protocoale OBD-II, EOBD, CAN, ISO9141, KWP2000, J1850 PWM/VPW

**\*\*Avertismente de siguranta:\*\***

- Nu utilizati testerul in timpul conducerii vehiculului.
- Nu conectati sau deconectati dispozitivul cu contactul pornit.
- Nu expuneti produsul la apa, caldura excesiva sau praf.
- Nu deschideti carcasa; reparatiile trebuie efectuate doar de personal autorizat.
- Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor.

**\*\*Informatii suplimentare:\*\***

- Afisaj: LCD color de 2.8" cu meniu intuitiv.
- Limba meniului: Engleza, Franceza, Germana, Romana etc.
- Functii: citire/sterge coduri eroare, freeze frame, monitorizare senzori in timp real, citire VIN.
- Actualizari software disponibile online (daca este suportat).

**\*\*Date importator / producator:\*\***

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov,

Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

**\*\*Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:\*\***

[https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie\\_conformitate\\_4293.pdf](https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4293.pdf)